

**ВНИМАНИЕ: Не используйте едкие моющие средства для очистки массажной накладки.**

**Очищение панели управления:**  
– очищение панели управления может производиться только сухой тряпкой во избежание повреждений.

**ВНИМАНИЕ: Не производите очищение панели управления влажной или мокрой тряпкой.**

**УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ**  
Ознакомьтесь с нижеприведенными вариантами неисправностей и способами их ликвидации, если у вас возникнут проблемы во время использования массажного устройства. Не пытайтесь самостоятельно разбирать механизм устройства с целью починки.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Прибор не включается (не начинает работать)	убедитесь, что вилка прочно воткнута в розетку убедитесь, что розетка находится в исправном состоянии убедитесь, что вы нажали кнопку «Массаж»
Массаж внезапно прекратился во время работы прибора	проверьте, не вытаскана ли вилка из розетки закончилось время в пятнадцатиминутном автоматическом таймере включилась система, предназначенная для защиты от перегрева. Пожалуйста, выключите прибор и подождите некоторое время, чтобы произошла нормализация температуры.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  
**KZ 0096 Накладка массажная «Здоровая спина»**  
Материал: ПВХ, пластик, полиэстер.  
Работает от сети 220 В.  
Цвет: бежевый.  
Частота: 50 Гц.  
Мощность на 50 В.  
20 уровней регулировки силы удара.  
99 режимов массажа.  
Автоматическое отключение: 15 мин.  
Комплектация: массажная накладка, инструкция по применению.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.  
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il  
**Импортер на территории РФ:**  
ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.  
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru  
**Импортер на территории Республики Беларусь:**  
ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4.  
УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.  
**Страна происхождения:** Китай  
**Изготовитель:** Джезян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.  
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

**Международная торговая марка «BRADEX».**  
Reg. №1419183  
Израиль - Reg. №204012  
Россия - Reg. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.  
Гарантийный срок: 1 год.  
Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.  
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.



**ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ:**  
Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными инструкциями, прежде чем использовать устройство, с целью предотвращения возможных рисков.  
**ОПАСНОСТЬ:**  
Чтобы предотвратить риск удара электричеством, соблюдайте следующие инструкции:  
1) Вытаскивайте вилку прибора из розетки после использования и перед чистой прибором.  
2) Если вы уронили прибор в воду, не пытайтесь его вытаскать. Пожалуйста, выключите для начала прибор из розетки.  
3) Не используйте прибор в душе.  
4) Не храните прибор в условиях, при которых он может упасть и оказаться погруженным в воду. Не погружайте прибор в какие-либо жидкости.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**  
С целью снижения риска возгорания, электрического удара, причинения вреда здоровью, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими предписаниями:  
1) Если вы хотите оставить прибор без присмотра, то убедитесь, что он выключен из розетки. Также, прибор должен быть выключен из розетки, когда вы его не используете, собираете или разбираете его.  
2) Не используйте прибор под подушкой или одеялом, так как перегрев может стать причиной удара электротоком и пр.  
3) Использование прибора детьми или людьми, имеющими ограничения по здоровью, должно происходить только под присмотром.  
4) Используйте прибор только в соответствии с функциями, которые указаны в руководстве.

5) Не используйте прибор в следующих ситуациях: при повреждении вилки или электрического шнура питания, в целях использования, не предусмотренного инструкцией, а также, если прибор побывал в воде или неисправен.  
6) Не вытаскивайте прибор из розетки за шнур питания.  
7) Электрический шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от нагретых поверхностей.  
8) Не применяйте прибор, если воздуховывпускное отверстие заблокировано чем-либо. Следите, чтобы оно находилось в открытом состоянии, не забилось волосами и пр.  
9) Не вставляйте какие-либо объекты в отверстия прибора.  
10) Не используйте продукт под открытым воздухом.  
11) Не храните прибор в местах, где был распылен аэрозоль или много кислорода.  
12) Если вы хотите отключить питание, вытаскивайте вилку из розетки только после выключения всех производимых операций. Пожалуйста, сохраняйте инструкцию.  
Прибор предназначен только для домашнего использования.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**  
**1. Окружающие условия при использовании:**  
– Не используйте массажную насадку в пространстве, где наблюдается повышенная влажность и образуется слишком много пыли, чтобы избежать удара электричеством.  
– Не используйте массажную насадку в комнатах, где наблюдается температура выше 40 °C.  
– Не оставляйте массажную насадку на нагреваемых поверхностях, под прямыми солнечными лучами, возле каминов и печей.  
– Массажная насадка предназначена только для личного использования.

**ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что не используете прибор в помещении, где внезапно поднимается температура. Рекомендуется использовать прибор, когда температура вернется в нормальное состояние, иначе могут возникнуть неполадки.**  
**2. Безопасное применение:**  
– Ознакомьтесь с инструкцией по использованию прибора.  
– Убедитесь, что прибор используется в соответствии с указанными в инструкции функциями.  
– Не используйте прибор, если тканевое покрытие изношено.  
– Не используйте прибор, если тканевое покрытие изношено.  
– Не вставляйте какие-либо объекты в прибор, так как это может стать причиной возгорания и удара электрическим током.  
– Не наливайте какие-либо жидкости в прибор. Если жидкость все-таки попала в прибор, то немедленно выньте вилку из розетки сухими руками.  
– Не помещайте какую-либо тяжесть на прибор во время использования.  
– Не накрывайте чем-либо прибор во время использования, во избежание возгорания из-за перегрева мотора устройства.  
– Звук является нормальным признаком работы прибора.  
– Если вы чувствуете себя некомфортно во время использования прибора, прекратите немедленно его использование.  
– Не используйте прибор в качестве средства самолечения. Если вам требуется диагностика, обратитесь к компетентному врачу за помощью.  
– Проконсультируйтесь со своим врачом, если вы хотите использовать прибор во время лечения или приема препаратов. Не используйте прибор, если чувствуете себя дискомфортно во время беременности.

– Рекомендованная длительность использования прибора – 15 минут. Убедитесь, что перед новым использованием также прошел период в 10 минут, если прибор использовался в течение длительного времени.  
**3. Ситуации, в случае которых следует немедленно выключить прибор и выдернуть вилку из розетки:**  
– Если была пролита вода на массажную насадку.  
– Если почувствовали боль при использовании массажной насадки.  
– Если возникают проблемы при использовании массажной насадки.  
**НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ ДЕТАЛЕЙ**  
Накладка  
Рукоятки  
Панель управления  
Шнур питания  
Вилка

**СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**  
**Подготовка к использованию:**  
– Вставьте вилку в розетку.  
– Наденьте массажную насадку, чтобы она комфортно располагалась на вашем теле.  
– Нажмите кнопку включения ON/OFF на корпусе насадки.  
– Установите силу постукивания. Можно выбрать 1 из 20 уровней. По умолчанию установлен уровень 10.  
– Установите режим массажа. Можно выбрать 1 из 99 уровней. По умолчанию установлен слабый уровень AU.  
– По умолчанию установлено время работы массажера 15 мин.  
– После использования выключите устройство нажав кнопку ON/OFF на корпусе насадки и отключите его от сети.  
**ВНИМАНИЕ:**  
– Рекомендуемая продолжительность массажа одной зоны не более 15 минут.  
– Немедленно прекратите использование массажной насадки, если почувствуете дискомфорт во время применения.  
– Убедитесь, что вилка вытаскана из розетки, если прибор остается без присмотра.  
**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**  
Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если:  
– носите кардиостимулятор или иные подобные медицинские приборы;  
– страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы;  
– проходите реабилитацию после хирургического вмешательства;

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**  
Кнопка включения / выключения  
Кнопка включения режимов массажа (99 режимов)  
Кнопка увеличения силы постукивания  
Кнопка уменьшения силы постукивания  
Дисплей  
**ОСОБЕННОСТИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ:**  
– Постукивания механизма массажной насадки способствуют снятию боли в области плеч и спины.  
– Массажная насадка имеет 99 режимов массажа, которым присущи соответствующие функции и ритм.  
– Система массажной насадки предполагает 20 уровней силы постукивания.  
– Массажная насадка, благодаря портативности, оставляет ваши руки свободными.  
– Панель управления легка в эксплуатации.  
– Автоматический режим рассчитан на 15 минут.

проходите реабилитацию после переломов, ушибов и иных травм;  
страдаете остеопорозом;  
установлено онкологическое заболевание;  
есть инфекционные, механические и иные повреждения кожного покрова;  
беременны или находитесь в периоде лактации;  
есть недомогание неизвестного генеза.  
**СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ:**  
Правильное расположение застёжек  
Меняя расположение устройства, вы можете применять его для массажа различных частей тела.  
**УХОД И ХРАНЕНИЕ**  
**Хранение:**  
– чтобы соблюдать правила хранения прибора, убедитесь, что он содержится в помещениях, где немногочисленно;  
– если прибор не использовался в течение длительного периода времени, то укрывайте его чехлом от пыли.  
**ВНИМАНИЕ: Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и в условиях высокой температуры.**  
**Чистка:**  
– убедитесь, что кнопка мощности находится в выключенном состоянии, а вилка вытаскана из розетки;  
– очищайте массажную насадку от пыли и грязи после каждого использования;

