



МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ИКР

BRADEx
— Health & Beauty

БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС



KZ 0477 – без функции вибрации, цвет бордо

KZ 0478 – с функцией вибрации, цвет черный



BRADExRUSSIA



BRADExMOSCOW

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Служба заботы
о клиентах



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Уникальная функция – аэромассаж икр – теперь доступна и вам с массажером нового поколения «БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС».

Снять напряжение, восстановить силы, сделать точечный массаж стоп и массаж икр – все это может «БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС». Роликовый массаж активно воздействует на акупунктурные точки и способствует улучшению кровообращения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Массаж стоп и аэромассаж
- Эффект ручного массажа
- 3 программы на выбор

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХРАНИТЕ:

в местах, недоступных для детей и животных;
вдали от нагревательных приборов;
вдали от прямых солнечных лучей;
вдали от воды и других жидкостей.

Не эксплуатировать в местах с повышенной влажностью.



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА KZ 0477

Корпус массажера.

Платформы для ног (подходят для любого размера стопы).

Съемные тканевые чехлы с застежкой-молнией.

Шнур питания.

Дисплей для индивидуальной настройки



КНОПКИ:

- POWER – включить/выключить
- AUTO – авторежим
- HEAT – прогрев
- MANUAL – массаж ног, ног и икр, только икр на выбор.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА KZ 0478

1. Корпус массажера.
2. Платформы для ног (подходят для любого размера стопы).
3. Съёмные тканевые чехлы с застёжкой-молнией.
4. Шнур питания.
5. Дисплей для индивидуальной настройки



КНОПКИ:

- POWER – включить/выключить
- AUTO – авторежим
- VIBRATION/HEAT – вибрация/прогрев
- MANUAL – массаж ног, ног и икр, только икр на выбор.

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Подключите шнур питания к розетке.
- Снимите обувь.
- Поместите стопы на платформы, покрытые тканью.
- Нажмите кнопку POWER.
- Нажмите кнопку MANUAL, выберите 1 из 3 программ:
1 - массаж стоп и икр, 2 - только икр, 3 - только стоп.
- Нажмите кнопку AUTO, выберите 1 из 3 программ массажа.
- Нажмите HEAT для включения функции прогрева.
- Нажмите VIBRATION для включения функции вибрации (для модели KZ 0478).
- Время работы массажера по умолчанию – 15 минут.
- Для новой процедуры нажать POWER повторно.
- Рекомендованное время не более 30 минут за одну процедуру.
- Чтобы прервать сеанс, нажмите POWER. Массажеру потребуется несколько секунд для полной остановки.
- После использования отключите шнур от розетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не использовать иначе, как для массажа ног и икр.
- Не использовать при отсутствии ткани, покрывающей массажные ролики.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не помещайте внутрь массажера металлические или легковоспламеняющиеся предметы.
- Не используйте в течение часа после еды.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.

- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от питания.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения и во время сна.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите на массажные ролики.
- При возникновении сильной боли прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Рабочая температура: от +10°C до +40°C.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА

При загрязнении отключите прибор из сети, дайте остыть, протрите сухой тряпкой. Не используйте абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства. При необходимости отстегните съемные тканевые чехлы от массажера, постирайте, высушите, верните на место.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	Вилка не плотно подключена к розетке	Вставьте вилку правильно
Массажер слишком горячий	Слишком долгое применение массажера	Отключите массажер на 30 минут

ХРАНИЕНИЕ:

Температура хранения: от -15°C до +85°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, металл, ТПР, полиэстер. Размер: 48x42,5x42,5 см. Мощность: 80 Вт.

Работает от сети: 220-110 В. Тип прогрева: инфракрасный. Температура прогрева: до 50°C.

Температура хранения: -15°C +85°C.

Температура окружающей среды для использования: +10°C - +40 °C.

Комплектация: массажер - 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес:

Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР,

315708. Тел: +86-574-6560937,

факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183

Израиль - Reg. №204012

Россия - Reg. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.

