



Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	- отключена кнопка включения - вилка не плотно подключена к розетке - продолжительное время использования - 30 минут и отсутствие перерыва в 10 минут	- нажмите на кнопку - вставьте вилку правильно - отключить и вынуть вилку после использования, дать постоять, массажер начнет работать в обычном режиме
Массажные ролики внезапно остановились во время работы	- массажер отключается автоматически после установленного времени - массажная головка заблокирована иностранным предметом - массажер испытывает перегрузку от тяжелого веса: кто-то встал на массажер	- нажмите еще раз на кнопку включения - извлечь иностранный предмет - отключить массажер от розетки, устранить причину перегрузки
Массажные головки перегрелись	- массажер испытывает перегрузку от тяжелого веса: кто-то встал на массажер	- отключить массажер от розетки, устранить причину перегрузки
Массажер задымился	- прекратить использование, обратиться в сервисный центр	

