



KZ 0570
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
«СИДНЕЙ»

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.
Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».
Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145,
корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66. www.bradex.ru.
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «BRADEX», 220019,
г. Минск, ул. Монтажник, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт:
www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by
Страна происхождения: Китай.
Иготовитель: Джецзын Нью Влжн Импорт энд Экспорт Кампани
Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг.

город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
E-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.
Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183.
Израиль - Рег. №204012.
Россия - Рег. №444287, №683532

Дату производства смотреть на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

- Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией
- Храните в местах, недоступных для детей и животных
- На прибор нельзя вставать ногами
- На прибор нельзя садиться



KZ 0556
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0568
ВИБРОМАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА
БЕСПРОВОДНОЙ
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙ ЧИ
И ШИАЦУ МАССАЖА

KZ 0561
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»



Служба заботы о клиентах



KZ 0571
МАССАЖНАЯ НАКИДКА
С ПОДОГРЕВОМ

KZ 0567
МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
С ДИСПЛЕЕМ
И 7 СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

KZ 0570
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА
ГУША **ASIA SPA**



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПОДУШКА ВАЛЛИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 1171

- BRADEX RUSSIA
- BRADEX MOSCOW



Универсальная массажная подушка «Валли» – оснащена восемью встроенными роликами для проработки различных групп мышц. Одновременно с разминающим воздействием модель оснащена функцией прогрева для более глубокого воздействия на мышцы. Работа массажной подушки основана на технике популярного во всём мире интенсивного ручного массажа Шиаци. Смысл его воздействия заключается в надавливании на биологически активные точки, что позволяет активизировать защитные силы организма.

Массажная подушка благоприятно воздействует на весь организм и предназначена для:

- проработки различных групп мышц;
- восстановления организма после нагрузок;
- нормализации работы системы кровообращения и лимфоток;
- расслабления, улучшения настроения и повышения сопротивляемости организма стрессам;
- снижения отечности и болевых ощущений после длительной сидячей работы.

Массажная подушка оснащена автоотключением после 20-ти минутной работы.

Оптимальный режим воздействия обеспечивается ежeminутной сменой направления вращения массажных роликов. Для усиления массажного эффекта можно включить режим прогрева.

Компактный формат подушки позволяет использовать ее в домашних условиях, в офисе и в любых поездках. В комплекте идёт блок для подключения к стандартной сети питания и автомобильный адаптер.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальный массажёр
- Эффект интенсивного ручного массажа
- 8 массажных роликов
- Компактный и эргономичный
- Удобное интуитивное управление
- Автоматическое реверсивное движение роликов
- Функция прогрева
- Плотный ремень для крепления к спинке стула

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ:

- После каждого использования отключайте массажёр из электросети.
- Не используйте массажёр в течение получаса после принятия пищи.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажёр.
- Во избежание травм не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не используйте неисправный или повреждённый массажёр.
- Не трогайте массажёр мокрыми руками.
- Не используйте прибор при недомогании, температуре.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения и во время сна.
- Не разбирайте массажёр самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Прекратите использование, если во время массажа появился неприятный запах.
- Не тяните за шнур питания.
- Держите массажёр вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте изделие во влажной среде.
- Не используйте прибор при температуре воздуха выше 40°С.
- Не используйте одновременно с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом.

- На прибор нельзя вставать ногами.
- На прибор нельзя садиться.
- Можно проводить четыре сеанса массажа подряд.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Прежде чем начать использование массажной подушки, убедитесь, что у вас отсутствуют противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:

- Перенесённая травма позвоночника (в течение одного года) или операция на нём.
- Остеопороз.
- Онкологические заболевания.
- Рецидив хронических заболеваний.
- Повышенное или пониженное давление.
- Инфекционные заболевания с высокой температурой.
- Беременность.
- Болезни кожи (например, экзема, псориаз),
- Использование кардиостимуляторов и других имплантированных медицинских устройств.

На массажной подушке нельзя спать! Это может нанести вред вашему здоровью и привести к поломке устройства.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Снимает боль и напряжение с различных мышц плечевой зоны, поясницы, спины.
- Способствует восстановлению после физических нагрузок.
- Нормализует кровоснабжение внутренних органов, мышц.
- Устраняет нервное переутомление, головные боли, усталость.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. При домашнем использовании подключите адаптер в соединительный разъём и вставьте вилку в розетку с источником 220 В / 50 Гц.
2. При использовании в автомобиле подключите к автомобильному прикуривателю выделенную соединительную линию, вставьте в источник питания 12 В.
3. Нажмите кнопку питания («ON/OFF»), включится массаж с функцией прогрева.
4. Для отключения нагревательного элемента нажмите кнопку питания («ON/OFF») ещё раз.
5. Массажер автоматически меняет направление вращения (по/против часовой стрелки), ежeminутно для усиления массажного эффекта.
6. Прибор автоматически отключается через 20 минут после начала использования.
7. По окончании сеанса массажа отключите изделие от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- Если прибор не используется, необходимо отключить его от электросети.
- Если прибор вышел из строя или поврежден, немедленно прекратите использование. Выключите его, вытащите адаптер из розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Не разбирайте корпус прибора самостоятельно и не прикасайтесь к внутренним компонентам во избежание травм из-за поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания воды и иных жидкостей в устройство.
- Не трогайте массажер или адаптер мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Не используйте массажер в ванной комнате или в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- Не допускайте передавливания шнура тяжелыми предметами.
- Отключение массажера из электросети допускает только за вилку прибора.
- Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение сети техническим характеристикам прибора.
- Функция автоотключения автоматически останавливает массажную подушку. Пожалуйста, выключите питание после использования прибора.
- Гарантия действует при соблюдении инструкции и правильной эксплуатации прибора.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

Перед очищением прибора всегда выключайте его из электросети. Не очищайте его водой или другими агрессивными химическими средствами. При ежедневном уходе протирайте мягкой хлопчатобумажной тканью.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Характеристики:

Универсальная массажная подушка «Валли»
Артикул: KZ 1171
Материал: пенополиуретан, полиэстер, АБС пластик, металл, силикон, ТПР.
Цвет: чёрный.
Размер: 32,5x16x14 см.
Автоматическое отключение через 20 мин.
Функция прогрева.
Автореверс.
Работает от сети 220В или от автомобильного прикуривателя 12В (адаптеры в комплекте).
Входное напряжение: AC 12В, 100-240В, 50/60 Гц.
Мощность: 30 Вт.
Тип прогрева: инфракрасный.
Температура прогрева: 35°С-50°С.
Длина провода от адаптера - 185 см.
Комплектация: массажная подушка – 1 шт., адаптер для сети 100-240В – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., инструкция – 1 шт.